

## DOS K 85/1 flex

Módulo doseador para recipientes de 5 litros

para dosagem automática de detergentes líquidos com indicador de vazio.



- Controlo de dosagem: alta segurança conforme DIN EN ISO 15883
- Para dosagem de detergente líquido/neutralizante
- Lança de sucção de 214 mm para recipientes de 5 litros com fecho flexível
- Conjunto de adaptação de lança de sucção para recipiente de produtos de 10–30 l disponível através da assistência técnica

Código EAN: 4002516365297 / Número de material: 11498920 /  
Número de material antigo: 69747053D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Categoria do produto</b>	
Sistema de dosagem	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Taxa de transferência em ml/60 s	55
Comprimento da lança de sucção em mm	214
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	1
Neutro	N
AC/DC	AC
Tensão em V	200-230
Frequência em Hz	50
Potência total em kW	0,01
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura bruta em mm	160
Medida exterior, largura bruta em mm	198
Medida exterior, profundidade bruta em mm	478
Peso líquido em kg	1,52
Peso bruto em kg	1,74
<b>Normas e certificados</b>	
CE	•