

## ProCare Tex 10 - 20 l

Detergente puro, concentrado líquido, alcalino, 20 l  
isento de fosfatos, com rótulo ecológico da UE.



- Para a lavagem ideal de diferentes têxteis
- Desenvolvido especialmente para a Miele Professional
- À base de matérias-primas renováveis
- Tempo de atuação curto e efeito de lavagem elev. em doses baixas
- Poder de remoção de proteínas e de gordura muito bom
- Distinguido com o rótulo ecológico da UE

Código EAN: 4002516365365 / Número de material: 11520190 /  
Número de material antigo: 59701301DE

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar roupa	•
<b>Eficiência de lavagem</b>	
Capacidade de remoção de sujidade	Muito boa
Capacidade de remoção de clara de ovo	Boa
Capacidade de remoção de gordura	Boa
<b>Dosagem</b>	
É possível uma adaptação da concentração de dosagem	•
Valor de pH da solução de aplicação	12,0-13,0
Adequado a uma dosagem automática	•
Aplicável em todas as durezas de água	•
<b>Utilização</b>	
Lavandarias	•
Hotelaria, restauração	•
Lavagem de roupa de desporto	•
Lavagem de vestuário exterior	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Tipo de produto	Detergente puro
Alcalinidade	Alcalino
Forma do agregado	Concentrado líquido
Composição	Alcalinos, Tensioativos
Biodegradável	•
Sem fosfatos	•
Eficaz em temperaturas entre 30 °C a 90 °C	•
Elevada eficácia em temperaturas a partir de 40 °C	•
Tempo de atuação curto	•
Efeito de lavagem elevado em doses reduzidas	•
Densidade (em 20 °C) em g/cm <sup>3</sup>	1,25
Com base em matérias-primas 100% renováveis	•
<b>Indicações de armazenamento</b>	
Temperatura de armazenamento mínima em °C	0
Temperatura de armazenamento máxima em °C	40
Armazenar num local seco e protegido do gelo	•
Fechar novamente os recipientes após a remoção das quantidades parciais	•
Prazo de validade mínimo em meses	24
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	385
Medida exterior, largura líquida em mm	258
Medida exterior, profundidade líquida em mm	294
Medida exterior, altura bruta em mm	378,00
Medida exterior, largura bruta em mm	256,00
Medida exterior, profundidade bruta em mm	288,00
Peso do conteúdo em g	24000
Peso bruto em kg	25,00
Quantidade de enchimento em ml	20000
<b>Conformidades, certificação</b>	
Conformidade GHS/CLP	•
Rótulo ecológico da UE	•
<b>Números de teste</b>	
Rótulo ecológico da UE: DE/039/019	•

ProCare Tex 10 - 20 l

Detergente puro, concentrado líquido, alcalino, 20 l  
isento de fosfatos, com rótulo ecológico da UE.