

## ProCare Tex 10 MA - 5 l

Detergente para roupa delicada e de cor, conc. líquido, lig. alcalino, 5 l extremamente eficaz, isento de fosfatos, com rótulo ecológico da UE.



- Para a lavagem ideal de têxteis delicados
- Desenvolvido especialmente para a Miele Professional
- Isento de branqueadores óticos e agentes de branqueamento
- Tempo de atuação curto e regulador de espuma
- Bom poder de remoção de proteínas e de gordura
- Distinguido com o rótulo ecológico da UE

Código EAN: 4002516364269 / Número de material: 11520220 /  
Número de material antigo: 59702101DE

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar roupa	•
<b>Eficiência de lavagem</b>	
Capacidade de remoção de sujidade	Boa
Capacidade de remoção de clara de ovo	Boa
Capacidade de remoção de gordura	Boa
<b>Dosagem</b>	
É possível uma adaptação da concentração de dosagem	•
Valor de pH da solução de aplicação	8,0-9,0
Adequado a uma dosagem automática	•
Aplicável em todas as durezas de água	•
<b>Utilização</b>	
Hotelaria, restauração	•
Lavagem de roupa de desporto	•
Lavagem de vestuário exterior	•
Lavagem de roupa de trabalho	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Tipo de produto	Detergente roupa delicada/cor
Alcalinidade	Ligeiramente alcalino
Forma do agregado	Concentrado líquido
Composição	Alcalinos, Agente de conservação, Tensioativos
Sem fosfatos	•
Eficaz em temperaturas entre 30 °C a 90 °C	•
Regulação da espuma	•
Densidade (em 20 °C) em g/cm <sup>3</sup>	1,09
<b>Indicações de armazenamento</b>	
Temperatura de armazenamento mínima em °C	4
Temperatura de armazenamento máxima em °C	40
Armazenar num local seco e protegido do gelo	•
Fechar novamente os recipientes após a remoção das quantidades parciais	•
Utilizável após o descongelamento sem perda de qualidade	•
Prazo de validade mínimo em meses	24
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	256
Medida exterior, largura líquida em mm	148
Medida exterior, profundidade líquida em mm	193
Medida exterior, altura bruta em mm	249,00
Medida exterior, largura bruta em mm	148,00
Medida exterior, profundidade bruta em mm	193,00
Peso do conteúdo em g	5450
Peso bruto em kg	5,73
Quantidade de enchimento em ml	5000
<b>Conformidades, certificação</b>	
Conformidade GHS/CLP	•
Rótulo ecológico da UE	•
<b>Números de teste</b>	
Rótulo ecológico da UE: DE/039/020	•