

ProCare Tex 10 MA - 20 l

Detergente p/roupas delicadas e de cor, conc. líqui., lig. alcalino, 20 l extremamente eficaz, isento de fosfatos, com rótulo ecológico da UE.



- Para a lavagem ideal de têxteis delicados
- Desenvolvido especialmente para a Miele Professional
- Isento de branqueadores óticos e agentes de branqueamento
- Tempo de atuação curto e regulador de espuma
- Bom poder de remoção de proteínas e de gordura
- Distinguido com o rótulo ecológico da UE

Código EAN: 4002516365464 / Número de material: 11520260 /
Número de material antigo: 59702301DE

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar roupa	•
Eficiência de lavagem	
Capacidade de remoção de sujidade	Boa
Capacidade de remoção de clara de ovo	Boa
Capacidade de remoção de gordura	Boa
Dosagem	
É possível uma adaptação da concentração de dosagem	•
Valor de pH da solução de aplicação	8,0-9,0
Adequado a uma dosagem automática	•
Aplicável em todas as durezas de água	•
Utilização	
Hotelaria, restauração	•
Lavagem de roupa de desporto	•
Lavagem de vestuário exterior	•
Lavagem de roupa de trabalho	•
Caraterísticas do produto	
Tipo de produto	Detergente roupa delicada/cor
Alcalinidade	Ligeiramente alcalino
Forma do agregado	Concentrado líquido
Composição	Alcalinos, Agente de conservação, Tensioativos
Sem fosfatos	•
Eficaz em temperaturas entre 30 °C a 90 °C	•
Regulação da espuma	•
Densidade (em 20 °C) em g/cm ³	1,09
Indicações de armazenamento	
Temperatura de armazenamento mínima em °C	4
Temperatura de armazenamento máxima em °C	40
Armazenar num local seco e protegido do gelo	•
Fechar novamente os recipientes após a remoção das quantidades parciais	•
Utilizável após o descongelamento sem perda de qualidade	•
Prazo de validade mínimo em meses	24
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	385
Medida exterior, largura líquida em mm	258
Medida exterior, profundidade líquida em mm	294
Medida exterior, altura bruta em mm	378,00
Medida exterior, largura bruta em mm	256,00
Medida exterior, profundidade bruta em mm	288,00
Peso do conteúdo em g	21000
Peso bruto em kg	22,00
Quantidade de enchimento em ml	20000
Conformidades, certificação	
Conformidade GHS/CLP	•
Rótulo ecológico da UE	•
Números de teste	
Rótulo ecológico da UE: DE/039/020	•