

ProCare Tex 20 OB - 5 l

Agente de branqueamento, concentrado líquido, ácido, 5 l
à base de oxigénio.



- Para a remoção ideal de nódoas difíceis
- Desenvolvido especialmente para a Miele Professional
- Aditivo ideal para todos os detergentes
- Libertação uniforme de oxigénio por estabilizadores especiais

Código EAN: 4002516365471 / Número de material: 11520280 /
Número de material antigo: 59703101DE

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar roupa	•
Eficiência de lavagem	
Efeito branqueador	Muito boa
Dosagem	
É possível uma adaptação da concentração de dosagem	•
Valor de pH da solução de aplicação	1,5-2,5
Adequado a uma dosagem automática	•
Aplicável em todas as durezas de água	•
Caraterísticas do produto	
Tipo de produto	Agente de branqueamento
Alcalinidade	Ácido
Forma do agregado	Concentrado líquido
Composição	Oxigénio ativo
Sem fosfatos	•
Oxidante perfeito na água de lavagem	•
Libertação uniforme de oxigénio por estabilizadores especiais	•
Densidade (em 20 °C) em g/cm ³	1,13
Decomposição totalmente isenta de resíduos	•
Aditivo ideal para todos os detergentes	•
Indicações de armazenamento	
Temperatura de armazenamento mínima em °C	0
Temperatura de armazenamento máxima em °C	40
Fechar novamente os recipientes após a remoção das quantidades parciais	•
Prazo de validade mínimo em meses	12
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	256
Medida exterior, largura líquida em mm	148
Medida exterior, profundidade líquida em mm	193
Medida exterior, altura bruta em mm	249,00
Medida exterior, largura bruta em mm	148,00
Medida exterior, profundidade bruta em mm	193,00
Peso do conteúdo em g	5650
Peso bruto em kg	6,00
Quantidade de enchimento em ml	5000
Conformidades, certificação	
Conformidade GHS/CLP	•
Regulamento relativo a explosivos	•