

ProCare Tex 20 OB - 10 l

Agente de branqueamento, concentrado líquido, ácido, 10 l para a remoção eficaz das nódoas mais difíceis.



- Para utilizar em máquinas de lavar roupa Miele Professional
- Elimina sujidades de forma irrepreensível
- Aditivo ideal para todos os detergentes
- Libertação uniforme de oxigénio por estabilizadores especiais

Código EAN: 4002516365488 / Número de material: 11520320 /
Número de material antigo: 59703201DE

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar roupa	•
Eficiência de lavagem	
Efeito branqueador	Muito boa
Dosagem	
É possível uma adaptação da concentração de dosagem	•
Adequado a uma dosagem automática	•
Aplicável em todas as durezas de água	•
Recomendação de dosagem	
Valor de pH a 20 °C	1,5-2,5
Caraterísticas do produto	
Temperatura de armazenamento mínima em °C	0
Temperatura de armazenamento máxima em °C	40
Caraterísticas do produto	
Tipo de produto	Agente de branqueamento
Alcalinidade	Ácido
Forma do agregado	Concentrado líquido
Composição	Oxigénio ativo
Sem fosfatos	•
Oxidante perfeito na água de lavagem	•
Libertação uniforme de oxigénio por estabilizadores especiais	•
Densidade (em 20 °C) em g/cm ³	1,13
Decomposição totalmente isenta de resíduos	•
Aditivo ideal para todos os detergentes	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, profundidade bruta em mm	228,00
Indicações de armazenamento	
Temperatura de armazenamento mínima em °C	0
Temperatura de armazenamento máxima em °C	40
Fechar novamente os recipientes após a remoção das quantidades parciais	•
Prazo de validade mínimo em meses	12
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	314
Medida exterior, largura líquida em mm	202
Medida exterior, profundidade líquida em mm	230
Medida exterior, altura bruta em mm	306,00
Medida exterior, largura bruta em mm	204,00
Medida exterior, profundidade bruta em mm	228,00
Peso do conteúdo em g	11300
Peso bruto em kg	12,00
Quantidade de enchimento em ml	10000
Conformidades, certificação	
Conformidade GHS/CLP	•
Regulamento relativo a explosivos	•