

ProCare Tex 20 OB - 10 l

Agente de branqueamento, concentrado líquido, ácido, 10 l para a remoção eficaz das nódoas mais difíceis.



- Para utilizar em máquinas de lavar roupa Miele Professional
- Elimina sujidades de forma irrepreensível
- Aditivo ideal para todos os detergentes
- Libertação uniforme de oxigénio por estabilizadores especiais

Código EAN: 4002516365488 / Número de material: 11520320 /  
Número de material antigo: 59703201DE

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar roupa	•
<b>Dosagem</b>	
É possível uma adaptação da concentração de dosagem	•
Dosagem automática	•
Aplicável em todas as durezas de água	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Tipo de produto	Agente de branqueamento
Alcalinidade	Ácido
Forma do agregado	Concentrado líquido
Composição	Oxigénio ativo
Temperatura de armazenamento mínima em °C	0
Valor de pH a 20 °C	1,5-2,5
Temperatura de armazenamento máxima em °C	40
Sem fosfatos	•
Oxidante perfeito na água de lavagem	•
Libertação uniforme de oxigénio por estabilizadores especiais	•
Densidade (em 20 °C) em g/cm <sup>3</sup>	1,13
Decomposição totalmente isenta de resíduos	•
Aditivo ideal para todos os detergentes	•
<b>Eficiência de lavagem</b>	
Efeito branqueador	•
<b>Utilização</b>	
Sistemas self-service	•
Hotéis e pensões	•
Spa, bem-estar e desporto	•
Escolas e infantários	•
Pequenas empresas	•
Lares de idosos e casas de repouso	•
Consultórios médicos e clínicas	•
Restaurantes, bares e catering	•
<b>Indicações de armazenamento</b>	
Temperatura de armazenamento mínima em °C	0
Temperatura de armazenamento máxima em °C	40
Fechar novamente os recipientes após a remoção das quantidades parciais	•
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	314
Medida exterior, altura líquida em mm	314
Medida exterior, largura líquida em mm	202
Medida exterior, largura líquida em mm	202
Medida exterior, profundidade líquida em mm	230
Medida exterior, profundidade líquida em mm	230
Medida exterior, altura bruta em mm	306,00
Medida exterior, altura bruta em mm	306,00
Medida exterior, largura bruta em mm	204,00
Medida exterior, largura bruta em mm	204,00

ProCare Tex 20 OB - 10 l

Agente de branqueamento, concentrado líquido, ácido, 10 l  
para a remoção eficaz das nódoas mais difíceis.



Código EAN: 4002516365488 / Número de material: 11520320 /  
Número de material antigo: 59703201DE

Medida exterior, profundidade bruta em mm	228,00
-------------------------------------------	--------

Medida exterior, profundidade bruta em mm	228,00
-------------------------------------------	--------

Peso bruto em kg	12,00
------------------	-------

Quantidade de enchimento em ml	10000
--------------------------------	-------

Peso do conteúdo em g	11300
-----------------------	-------

Peso bruto em kg	12,00
------------------	-------

Quantidade de enchimento em ml	10000
--------------------------------	-------

<b>Conformidades, certificação</b>	
------------------------------------	--

Conformidade GHS/CLP	•
----------------------	---

Regulamento relativo a explosivos	•
-----------------------------------	---