

ProCare Tex 70 S - 5 l

Amaciador, concentrado líquido, ácido, 5 l

para o tratamento das fibras e uma suavidade duradoura dos têxteis.



- Para utilizar em máquinas de lavar roupa Miele Professional
- Garante um acabamento muito suave
- Bom efeito antiestático em tecidos mistos
- Capacidade de absorção muito boa
- Sem fragrâncias encapsuladas

Código EAN: 4002516365501 / Número de material: 11520370 /
Número de material antigo: 59704101DE

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar roupa	•
Eficiência de lavagem	
Efeito antiestática	Boa
Capacidade de absorção	Muito boa
Dosagem	
É possível uma adaptação da concentração de dosagem	•
Adequado a uma dosagem automática	•
Dosagem manual	•
Aplicável em todas as durezas de água	•
Recomendação de dosagem	
Valor de pH a 20 °C	4,5
Caraterísticas do produto	
Temperatura de armazenamento mínima em °C	4
Temperatura de armazenamento máxima em °C	40
Utilização	
Lavandarias	•
Hotelaria, restauração	•
Lavagem de roupa de desporto	•
Lavagem de vestuário exterior	•
Lavagem de roupa de trabalho	•
Caraterísticas do produto	
Tipo de produto	Amaciador
Alcalinidade	Ácido
Forma do agregado	Concentrado líquido
Composição	Fragrâncias
Sem fosfatos	•
Densidade (em 20 °C) em g/cm ³	0,99
Isento de microplásticos	•
Aditivo ideal para todos os detergentes	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, profundidade bruta em mm	193,00
Indicações de armazenamento	
Temperatura de armazenamento mínima em °C	4
Temperatura de armazenamento máxima em °C	40
Armazenar num local seco e protegido do gelo	•
Fechar novamente os recipientes após a remoção das quantidades parciais	•
Prazo de validade mínimo em meses	12
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	256
Medida exterior, largura líquida em mm	148
Medida exterior, profundidade líquida em mm	193
Medida exterior, altura bruta em mm	249,00
Medida exterior, largura bruta em mm	148,00
Medida exterior, profundidade bruta em mm	193,00
Peso do conteúdo em g	4950
Peso bruto em kg	5,73
Quantidade de enchimento em ml	5000
Conformidades, certificação	
Conformidade GHS/CLP	•

ProCare Tex 70 S - 5 l

Amaciador, concentrado líquido, ácido, 5 l
para o tratamento das fibras e uma suavidade duradoura dos têxteis.