

ProCare Tex 70 S - 20 l
Amaciador, concentrado líquido, ácido, 20 l
isento de microplásticos.



- Para o cuidado ideal de têxteis
- Desenvolvido especialmente para a Miele Professional
- Bons agentes antiestáticos para tecidos mistos
- Capacidade de absorção muito boa
- Sem fragrâncias encapsuladas

Código EAN: 4002516365525 / Número de material: 11520400 /
Número de material antigo: 59704301DE

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar roupa	•
Eficiência de lavagem	
Efeito antiestática	Boa
Capacidade de absorção	Muito boa
Dosagem	
É possível uma adaptação da concentração de dosagem	•
Valor de pH da solução de aplicação	3,5-4,5
Adequado a uma dosagem automática	•
Aplicável em todas as durezas de água	•
Utilização	
Lavandarias	•
Hotelaria, restauração	•
Lavagem de roupa de desporto	•
Lavagem de vestuário exterior	•
Lavagem de roupa de trabalho	•
Caraterísticas do produto	
Tipo de produto	Amaciador
Alcalinidade	Ácido
Forma do agregado	Concentrado líquido
Composição	Fragrâncias
Sem fosfatos	•
Densidade (em 20 °C) em g/cm ³	0,99
Isento de microplásticos	•
Aditivo ideal para todos os detergentes	•
Indicações de armazenamento	
Temperatura de armazenamento mínima em °C	4
Temperatura de armazenamento máxima em °C	40
Armazenar num local seco e protegido do gelo	•
Fechar novamente os recipientes após a remoção das quantidades parciais	•
Prazo de validade mínimo em meses	12
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	385
Medida exterior, largura líquida em mm	258
Medida exterior, profundidade líquida em mm	294
Medida exterior, altura bruta em mm	378,00
Medida exterior, largura bruta em mm	256,00
Medida exterior, profundidade bruta em mm	288,00
Peso do conteúdo em g	20000
Peso bruto em kg	21,00
Quantidade de enchimento em ml	20000
Conformidades, certificação	
Conformidade GHS/CLP	•