

ProCare Tex 70 S - 20 l

Amaciador, concentrado líquido, ácido, 20 l

para o tratamento das fibras e uma suavidade duradoura dos têxteis.



- Para utilizar em máquinas de lavar roupa Miele Professional
- Garante um acabamento muito suave
- Bom efeito antiestático em tecidos mistos
- Capacidade de absorção muito boa
- Sem fragrâncias encapsuladas

Código EAN: 4002516365525 / Número de material: 11520400 /  
Número de material antigo: 59704301DE

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar roupa	•
<b>Eficiência de lavagem</b>	
Efeito antiestática	Boa
Capacidade de absorção	Muito boa
<b>Dosagem</b>	
É possível uma adaptação da concentração de dosagem	•
Valor de pH a 20 °C	4,5
Adequado a uma dosagem automática	•
Dosagem manual	•
Aplicável em todas as durezas de água	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Temperatura de armazenamento mínima em °C	4
Temperatura de armazenamento máxima em °C	40
<b>Utilização</b>	
Sistemas self-service	•
Hotéis e pensões	•
Spa, bem-estar e desporto	•
Escolas e infantários	•
Pequenas empresas	•
Lares de idosos e casas de repouso	•
Restaurantes, bares e catering	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Tipo de produto	Amaciador
Alcalinidade	Ácido
Forma do agregado	Concentrado líquido
Composição	Fragrâncias
Sem fosfatos	•
Densidade (em 20 °C) em g/cm <sup>3</sup>	0,99
Isento de microplásticos	•
Aditivo ideal para todos os detergentes	•
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, profundidade bruta em mm	288,00
<b>Indicações de armazenamento</b>	
Temperatura de armazenamento mínima em °C	4
Temperatura de armazenamento máxima em °C	40
Armazenar num local seco e protegido do gelo	•
Fechar novamente os recipientes após a remoção das quantidades parciais	•
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	385
Medida exterior, largura líquida em mm	258
Medida exterior, profundidade líquida em mm	294
Medida exterior, altura bruta em mm	378,00
Medida exterior, largura bruta em mm	256,00
Medida exterior, profundidade bruta em mm	288,00
Peso do conteúdo em g	20000
Peso bruto em kg	21,00

ProCare Tex 70 S - 20 l

Amaciador, concentrado líquido, ácido, 20 l

para o tratamento das fibras e uma suavidade duradoura dos têxteis.



Código EAN: 4002516365525 / Número de material: 11520400 /

Número de material antigo: 59704301DE

Quantidade de enchimento em ml 20000

#### Conformidades, certificação

Conformidade GHS/CLP

•