

ProCare Tex 11 - 10 kg

Detergente universal, em pó, ligeiramente alcalino, 10 kg para a lavagem de têxteis brancos e de roupa de cor que não desbota.



- Para utilizar em máquinas de lavar roupa Miele Professional
- Particularmente eficaz já no intervalo de baixas temperaturas
- Enzimas biologicamente ativas, contém oxigénio ativo
- Poder de remoção de sujidade e de gordura muito bom

Código EAN: 4002516365532 / Número de material: 11520420 / Número de material antigo: 59705201DE

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar roupa	•
<b>Eficiência de lavagem</b>	
Capacidade de remoção de sujidade	Muito boa
Capacidade de remoção de clara de ovo	Muito boa
Capacidade de remoção de gordura	Muito boa
Efeito branqueador	Muito boa
<b>Dosagem</b>	
É possível uma adaptação da concentração de dosagem	•
Dosagem manual	•
Aplicável em todas as durezas de água	•
<b>Recomendação de dosagem</b>	
Valor de pH a 20 °C	10,0-11,0
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Temperatura de armazenamento mínima em °C	0
Temperatura de armazenamento máxima em °C	40
<b>Utilização</b>	
Lavandarias	•
Hotelaria, restauração	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Tipo de produto	Detergente para roupas normais
Alcalinidade	Alcalino
Forma do agregado	Pó
Composição	Oxigénio ativo,Alcalinos ,Enzimas,Branqueador ótico,Zeólito
Biologicamente eficaz através de enzimas especiais	•
Sem fosfatos	•
Eficaz em temperaturas entre 30 °C a 90 °C	•
Especialmente eficaz em áreas de temperatura reduzida	•
Densidade (em 20 °C) em g/cm <sup>3</sup>	0,60
Manuseamento simples	•
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, profundidade bruta em mm	700,00
<b>Indicações de armazenamento</b>	
Temperatura de armazenamento mínima em °C	0
Temperatura de armazenamento máxima em °C	40
Armazenar num local seco e protegido do gelo	•
Fechar novamente os recipientes após a remoção das quantidades parciais	•
Prazo de validade mínimo em meses	24
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	610
Medida exterior, largura líquida em mm	300
Medida exterior, profundidade líquida em mm	120
Medida exterior, altura bruta em mm	100,00
Medida exterior, largura bruta em mm	400,00
Medida exterior, profundidade bruta em mm	700,00
Peso do conteúdo em g	10000
Peso bruto em kg	11,00

ProCare Tex 11 - 10 kg

Detergente universal, em pó, ligeiramente alcalino, 10 kg  
para a lavagem de têxteis brancos e de roupa de cor que não desbota.



Código EAN: 4002516365532 / Número de material: 11520420 /  
Número de material antigo: 59705201DE

#### Conformidades, certificação

Conformidade GHS/CLP