

ProCare Tex 11 - 20 kg

Detergente universal, em pó, ligeiramente alcalino, 20 kg

um detergente de alto desempenho reforçado com enzimas e isento de fosfatos.



- Para a lavagem ideal de diferentes têxteis
- Desenvolvido especialmente para a Miele Professional
- Particularmente eficaz já no intervalo de baixas temperaturas
- Enzimas biologicamente ativas, contém oxigénio ativo
- Poder de remoção de sujidade e de gordura muito bom

Código EAN: 4002516365549 / Número de material: 11520440 /
Número de material antigo: 59705301DE

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar roupa	•
Eficiência de lavagem	
Capacidade de remoção de sujidade	Muito boa
Capacidade de remoção de clara de ovo	Muito boa
Capacidade de remoção de gordura	Muito boa
Efeito branqueador	Muito boa
Dosagem	
É possível uma adaptação da concentração de dosagem	•
Dosagem manual	•
Aplicável em todas as durezas de água	•
Recomendação de dosagem	
Valor de pH a 20 °C	10,0-11,0
Utilização	
Lavandarias	•
Hotelaria, restauração	•
Caraterísticas do produto	
Tipo de produto	Detergente para roupas normais
Alcalinidade	Alcalino
Forma do agregado	Pó
Composição	Oxigénio ativo,Alcalinos ,Enzimas,Branqueador ótico,Zeólito
Biologicamente eficaz através de enzimas especiais	•
Sem fosfatos	•
Eficaz em temperaturas entre 30 °C a 90 °C	•
Especialmente eficaz em áreas de temperatura reduzida	•
Densidade (em 20 °C) em g/cm ³	0,60
Manuseamento simples	•
Indicações de armazenamento	
Temperatura de armazenamento mínima em °C	0
Temperatura de armazenamento máxima em °C	40
Armazenar num local seco e protegido do gelo	•
Fechar novamente os recipientes após a remoção das quantidades parciais	•
Prazo de validade mínimo em meses	24
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	750
Medida exterior, largura líquida em mm	350
Medida exterior, profundidade líquida em mm	140
Medida exterior, altura bruta em mm	140,00
Medida exterior, largura bruta em mm	440,00
Medida exterior, profundidade bruta em mm	620,00
Peso do conteúdo em g	20000
Peso bruto em kg	21,00
Conformidades, certificação	
Conformidade GHS/CLP	•