

KMTY

T Teppan Yaki Gourmet

permite uma experiência única nas placas de indução Miele.

Código EAN: 4002516349846 / Número de material: 11555900 /
Número de material antigo: 26996100EU1



- Para a preparação de pratos fáceis e saudáveis
- Com FixPosition: 4 pés de silicone garantem um estabilidade
- Resultados homogêneos graças à placa em aço inoxidável multicamadas premium
- Ideal para placas com PowerFlex e indução total
- Não adequado para placas a gás e placas elétricas
- Dimensões: LxPxA 24,2 x 41 x 2,27 cm/Superfície de cozinhar: LxP 21 x 34 cm