

ProCare Sure H-01
Suporte de plástico
para colocação de indicadores ProCare Sure I-PM.



- Suporte de plástico resistente para um posicionamento fácil

Código EAN: 4002516364719 / Número de material: 11576830 /
Número de material antigo: 68915201D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Áreas de aplicação principais	
Laboratórios médicos	•
Farmácias	•
Consultórios dentários	•
Medicina geral	•
Cirurgia	•
Dermatologia	•
Ginecologia	•
Otorrinolaringologia	•
Oftalmologia	•
Urologia	•
Consultórios médicos e clínicas	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, profundidade bruta em mm	120,00
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura bruta em mm	12
Medida exterior, largura bruta em mm	80
Medida exterior, profundidade bruta em mm	120
Peso bruto em kg	0