

## ProCare Sure I-PM

Indicador de processo, fichas de indicação

para monitorização visual da rotina no processo de lavagem e desinfeção.



- Segurança adicional no caso de uso rotineiro
- Manuseamento fácil graças aos indicadores autocolantes
- 192 indicadores por embalagem
- Documentação completa com formulário em PDF para download

Código EAN: 4002516364702 / Número de material: 11577000 /

Número de material antigo: 68915101D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfectar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfectar de grande capacidade, medicina dentária	•
Máquinas de lavar e desinfectar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfectar de grande capacidade, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfectar, medicina dentária	•
<b>Áreas de aplicação principais</b>	
Laboratórios médicos	•
Farmácias	•
Consultórios dentários	•
Medicina geral	•
Cirurgia	•
Dermatologia	•
Ginecologia	•
Otorrinolaringologia	•
Oftalmologia	•
Urologia	•
Consultórios médicos e clínicas	•
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	21
Medida exterior, altura líquida em mm	21
Medida exterior, largura líquida em mm	273
Medida exterior, largura líquida em mm	273
Medida exterior, profundidade líquida em mm	160
Medida exterior, profundidade líquida em mm	160
Medida exterior, altura bruta em mm	25,00
Medida exterior, altura bruta em mm	25
Medida exterior, largura bruta em mm	165
Medida exterior, largura bruta em mm	165,00
Medida exterior, profundidade bruta em mm	270,00
Medida exterior, profundidade bruta em mm	270
Peso bruto em kg	0,12
Peso bruto em kg	0