

ProCare Sure I-PM

Indicador de processo, fichas de indicação

para monitorização visual da rotina no processo de lavagem e desinfeção.



Código EAN: 4002516364702 / Número de material: 11577000 /
Número de material antigo: 68915101D

Gama de produtos

Máquinas de lavar e desinfectar térmicas

- Segurança adicional no caso de uso rotineiro
- Manuseamento fácil graças aos indicadores autocolantes
- 192 indicadores por embalagem
- Prazo de validade mínimo de 36 meses a partir da data de fabrico
- Aplicação precisa com folha de documentação em PDF para download