

ProCare Sure I-PM Starter

Indicador de processo, pacote inicial

para monitorização visual da rotina no processo de lavagem e desinfeção.



- Segurança adicional no caso de uso rotineiro
- Manuseamento fácil graças aos indicadores autocolantes
- 2 suportes de plástico e 64 indicadores individuais por embalagem
- Documentação completa com formulário em PDF para download

Código EAN: 4002516364696 / Número de material: 11577150 /

Número de material antigo: 68915301D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfectar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfectar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfectar de grande capacidade, medicina	•
Áreas de aplicação principais	
Laboratórios médicos	•
Farmácias	•
Consultórios dentários	•
Medicina geral	•
Cirurgia	•
Dermatologia	•
Ginecologia	•
Otorrinolaringologia	•
Oftalmologia	•
Urologia	•
Consultórios médicos e clínicas	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, profundidade bruta em mm	270,00
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura bruta em mm	25
Medida exterior, largura bruta em mm	165
Medida exterior, profundidade bruta em mm	270
Peso bruto em kg	0