

## ProCare Sure I-PM Starter

Indicador de processo, pacote inicial

para monitorização visual da rotina no processo de lavagem e desinfeção.



Código EAN: 4002516364696 / Número de material: 11577150 /  
Número de material antigo: 68915301D

### Gama de produtos

Máquinas de lavar e desinfectar térmicas

- Segurança adicional no caso de uso rotineiro
- Manuseamento fácil graças aos indicadores autocolantes
- 2 suportes de plástico e 64 indicadores individuais por embalagem
- Prazo de validade mínimo de 36 meses a partir da data de fabrico
- Aplicação precisa com folha de documentação em PDF para download