

APIB 002

Steamer

para um acabamento fácil de blusas e casacos em cabides.



- Elevada emissão de vapor para os melhores resultados
- O acessório de escova endireita as fibras dos têxteis
- Adequado também para refrescar têxteis
- Leve e concebido para um manuseamento fácil

Código EAN: 4002516373261 / Número de material: 11622490 /
Número de material antigo: 59530002EU

Categorias de produto associadas	
Sistemas de engomar	•
Categoria do aparelho/acessórios	
PIB 100	•
Categoria do produto	
Outros acessórios	•
Caraterísticas do produto	
Material	Plástico
Cor	Branco lótus
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	350
Medida exterior, largura líquida em mm	165
Medida exterior, profundidade líquida em mm	125
Medida exterior, altura bruta em mm	125
Medida exterior, largura bruta em mm	165
Medida exterior, profundidade bruta em mm	350
Peso líquido [kg]	0,95
Peso bruto em kg	1,15