

ProCare Protein Check
Verificação de proteína
para deteção e avaliação qualitativa de eventuais resíduos de proteínas.



- Teste quanto a resíduos após a limpeza e a desinfeção térmica
- Aplicação precisa
- Tempo de exposição curto de 3 minutos
- 3 unidades por embalagem

Código EAN: 4002516374169 / Número de material: 11626810 /
Número de material antigo: 69910103D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfectar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfectar, medicina	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura bruta em mm	28
Medida exterior, largura bruta em mm	157
Medida exterior, profundidade bruta em mm	232
Peso bruto em kg	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura bruta em mm	28
Medida exterior, largura bruta em mm	157
Medida exterior, profundidade bruta em mm	232
Peso líquido em kg	0,18
Peso bruto em kg	0,18