

WA CBO 0602 L

Caps Booster

Conjunto de 6 unidades de tira-nódoas poderoso. Com sistema EasyOpen.

Código EAN: 4002516380719 / Número de material: 11648360 /
Número de material antigo: 11997153EU2



- Tecnologia enzimática contra nódoas entranhadas
- Adequado para roupa branca e de cor
- Para excelentes resultados de lavagem, mesmo a baixas temperaturas
- Embalagem de 100% plástico reciclado, bom para o ambiente
- 6 aplicações: pode usar-se em todas as máquinas de lavar roupa