

A 865
Encaixe
para colocação perfeita de seringas multifunções e 3F.



- Utilizável no cesto superior A 105/1 e módulo A 315
- Compatível com seringas de muitos fabricantes conhecidos

Código EAN: 4002516413752 / Número de material: 11709860 /
Número de material antigo: 69686500D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8581	•
PG 8591	•
Categoria do produto	
Encaixe	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	121
Medida exterior, largura líquida em mm	28
Medida exterior, profundidade líquida em mm	0
Medida exterior, altura bruta em mm	108
Medida exterior, largura bruta em mm	117
Medida exterior, profundidade bruta em mm	305
Peso líquido em kg	0,30
Peso bruto em kg	0,93