

A 317
Complemento
para colocação perfeita de 6 tabuleiros.



- Equipado com 7 suportes (6 separadores)
- Inclinação regulável para diferentes séries de aparelhos

Código EAN: 4002516413875 / Número de material: 11710110 /
Número de material antigo: 68631700D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8528	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Categoria do produto	
Complemento para tabuleiros/bandejas	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Número de compartimentos	6
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
Reprocessamento de tabuleiros/bandejas	•
Capacidade	
Tabuleiros/Bandejas [número]	6
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	142
Medida exterior, largura líquida em mm	154
Medida exterior, profundidade líquida em mm	465
Medida exterior, altura bruta em mm	220
Medida exterior, largura bruta em mm	205
Medida exterior, profundidade bruta em mm	510
Peso líquido em kg	0,83
Peso bruto em kg	2,43