

APFD 210

Cesto

para colocação perfeita de até 16 garrafas e outros objetos ocós.



- Com suporte para medidor de condutividade ou fluxímetro
- Mudança fácil entre o cesto para garrafas e o cesto padrão
- Reprocessamento higiénico graças a injetores individuais
- Altura máx. do material a lavar 275 mm, diâmetro 12–95 mm
- Aplicável em todas as máquinas de água renovada Miele

Código EAN: 4002516464808 / Número de material: 11717360 /
Número de material antigo: 67021001D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Equipamentos compatíveis	
PFD 100 (SmartBiz)	•
PFD 101	•
PFD 101 i	•
PFD 101 U	•
PFD 102 i	•
PFD 103 SCi XXL	•
PFD 104 SCVi XXL	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Categoria do produto	
Cesto para frascos e outros objetos ocós	•
Capacidade	
Frascos [número]	16
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	200
Medida exterior, largura líquida em mm	500
Medida exterior, profundidade líquida em mm	500

APFD 210

Cesto

para colocação perfeita de até 16 garrafas e outros objetos ocios.



Código EAN: 4002516464808 / Número de material: 11717360 /
Número de material antigo: 67021001D

Medida exterior, altura bruta em mm	290
Medida exterior, largura bruta em mm	560
Medida exterior, profundidade bruta em mm	535
Peso líquido em kg	4,75
Peso bruto em kg	5,74