


APST 009

Suporte, rotativo em 90 graus
para utilizar no PST 1710 e PST 1720.



- Acolhe até 5 tabuleiros padrão
- Rodado 90° acolhe até 2 recipientes/cassetes
- Superfície útil: dimensões da cassete (mm): 190 x 70 x 300

Código EAN: 4002516480815 / Número de material: 11748620 /
Número de material antigo: 68900010D

Gama de produtos	
Esterilizadores de bancada	•
Equipamentos compatíveis	
PST 1710	•
PST 1720	•
Categoria do produto	
Suporte	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos de oftalmologia	•
Reprocessamento de instrumentos GIN	•
Reprocessamento de instrumentos de ORL	•
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
Reprocessamento de instrumentos ocus	•
Capacidade	
Tabuleiros/Bandejas [número]	5
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	0
Medida exterior, largura líquida em mm	0
Medida exterior, profundidade líquida em mm	0
Medida exterior, altura bruta em mm	250
Medida exterior, largura bruta em mm	230
Medida exterior, profundidade bruta em mm	505
Peso líquido em kg	0,38
Peso bruto em kg	0,90