

A 813/1

Adaptador

para reprocessamento ideal de instrumentos de transmissão com spray externo.



- Para uso no cesto superior A 105/1 e no módulo A 315/1 (apenas em combinação)
- Para uso no cesto APWD 069 (apenas junto com placa de filtro APWD 069 e
- De 2 peças, composto por cesto superior/inferior incl. acessórios

Código EAN: 4002516432555 / Número de material: 11763880 /

Número de material antigo: 68681301D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoria do produto	
Encaixe e adaptador para instrumentos de transferência	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
Capacidade	
Instrumentos de transferência [número]	4
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	120
Medida exterior, largura líquida em mm	120
Medida exterior, profundidade líquida em mm	300
Medida exterior, altura bruta em mm	108
Medida exterior, largura bruta em mm	117
Medida exterior, profundidade bruta em mm	305
Peso líquido em kg	0,19
Peso bruto em kg	1,00
Incluído na embalagem	
E 362 parafusos cegos [número]	3
Injetor com tubo de silicone [número]	4