

GS RA 503 L

Abrilhantador, 500 ml

para a melhor secagem e cuidado em máquinas de lavar louça Miele.

Código EAN: 4002516431633 / Número de material: 11772180 /
Número de material antigo: 21995532EU8



- Brilho luminoso para os seus copos
- Ajuda a secagem da sua louça
- Com fórmula de proteção do vidro contra corrosão
- Dosagem precisa e simples graças ao fecho especial
- Garrafa de 100% plástico reciclado, para o bem do meio ambiente