

KSB 70

Caixa separadora PerfectFresh

para um armazenamento acessível de alimentos no frigorífico.

Código EAN: 4002516467496 / Número de material: 11779620 /
Número de material antigo: 36996113EU1



- De material de plástico transparente de alta qualidade
- Serve para armazenamento flexível e acessível
- Pode ser movida para os lados no compartimento PerfectFresh
- Ideal para alimentos sensíveis à pressão, p. ex., bagas
- Ideal para a gaveta PerfectFresh Active e Pro K 7000