

GS CL 4001 P

PowerDisk All in 1

400 g de detergente para máquinas de lavar louça com AutoDos.

Código EAN: 4002516464907 / Número de material: 11841500 /  
Número de material antigo: 21995534EU7



- Detergente granulado em pó exclusivo da Miele
- Resultados brilhantes, mesmo com sujidades persistentes
- Oxigénio ativo para uma limpeza profunda
- Dosagem automática para aprox. 1 mês (20 ciclos de lavagem/disco)
- Lavar de forma simplesmente perfeita com a Miele