

ProCare Med 10 PRE - 1 l [Typ 1]

Produto de limpeza manual, neutro, 1 l

com bocal, para pré-tratamento manual, ecológico.



- Instrumentos limpos e seguros com desempenho de limpeza ideal
- Elevada proteção do material
- Componentes tensoativos ligeiramente biodegradáveis
- Sem fosfatos
- Embalagem reciclável incluindo tampa e rótulo

Código EAN: 7612594269560 / Número de material: 11847510 /  
Número de material antigo: 6980M0101V3

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Possibilidades de utilização	
Remoção de resíduos orgânicos	Muito bom
Imersão de instrumentos e utensílios antes do reprocessamento mecânico	Sehr gut
Recomendação de dosagem	
Valor de pH da solução de aplicação	7,5
Pequena abertura como bocal	•
Áreas de aplicação principais	
Medicina geral	•
Cirurgia	•
Dermatologia	•
Ginecologia	•
Otorrinolaringologia	•
Urologia	•
Caraterísticas do produto	
Tipo de produto	Detergente neutro
Forma do agregado	Concentrado líquido
Composição	Agente complexante (s/ fosfato), Inibidores de corrosão, Ácido orgânico, Tensioactivos, Tensioactivos não iónicos
Temperatura de armazenamento mínima em °C	5
Temperatura de armazenamento máxima em °C	25
Adequado para inox	•
Adequado para alumínio	•
Adequado para alumínio não anodizado	•
Adequado para cerâmica	•
Evita a corrosão	•
Boa capacidade de limpeza	•
Proteção do material	•
Isento de fosfatos	•
Adequado para instrumentos padrão	•
Adequado para reprocessamento manual de instrumentos e utensílios	•
Adequado para dispositivos médicos reutilizáveis termoestáveis, invasivos e não invasivos	•
Adequado para instrumentos cirúrgicos	•
Adequado para aparelhos de anestesia	•
Para a prevenção e redução da secagem de superfícies sujas	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	217
Medida exterior, largura líquida em mm	85
Medida exterior, profundidade líquida em mm	85
Medida exterior, altura bruta em mm	250
Medida exterior, largura bruta em mm	85

ProCare Med 10 PRE - 1 l [Typ 1]  
Produto de limpeza manual, neutro, 1 l  
com bocal, para pré-tratamento manual, ecológico.



Código EAN: 7612594269560 / Número de material: 11847510 /  
Número de material antigo: 6980M0101V3

Medida exterior, profundidade bruta em mm	85
Peso bruto em kg	1
Quantidade de enchimento em ml	1000
<b>Conformidade, cert./marc.</b>	
CE	•