

ProCare Med 10 PRE - 1 l [Typ 1]
 Produto de limpeza manual, neutro, 1 l
 para pré-tratamento manual, ecológico.



- Instrumentos limpos e seguros com desempenho de limpeza ideal
- Elevada proteção do material
- Componentes tensoativos ligeiramente biodegradáveis
- Sem fosfatos
- Embalagem reciclável incluindo tampa e rótulo

Código EAN: 7612594269560 / Número de material: 11847510 /
 Número de material antigo: 6980M0101V3

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Possibilidades de utilização	
Remoção de resíduos orgânicos	•
Imersão de instrumentos e utensílios antes do reprocessamento mecânico	•
Dosagem	
Recomendação de dosagem (por ciclo de lavagem)	0,2-1,0%
Recomendação de dosagem por ciclo de lavagem	0,2-1,0%
Pequena abertura como bocal	•
Dosagem manual	•
Áreas de aplicação principais	
Medicina geral	•
Cirurgia	•
Dermatologia	•
Ginecologia	•
Otorrinolaringologia	•
Urologia	•
Caraterísticas do produto	
Tipo de produto	Detergente neutro
Tipo de meio	Detergente neutro
Forma do agregado	Concentrado líquido
Composição	Agente complexante (sem fosfato), Inibidores de corrosão, Ácidos orgânicos, Tensoativos, Tensoativos não iónicos
Ingredientes	Agente complexante (sem fosfato), Inibidores de corrosão, Ácidos orgânicos, Tensoativos, Tensoativos não iónicos
Temperatura de armazenamento mínima em °C	5
Valor de pH a 20 °C	6,9
Temperatura de armazenamento máxima em °C	25
Temperatura de armazenamento mínima em °C	5
Temperatura de armazenamento máxima em °C	25
Adequado para inox	•
Adequado para alumínio	•
Adequado para cerâmica	•
Adequado para aparelhos de anestesia	•
Adequado para instrumentos cirúrgicos	•
Adequado para reprocessamento manual de instrumentos e utensílios	•
Adequado para instrumentos padrão	•
Adequado para dispositivos médicos reutilizáveis termo-estáveis, invasivos e não invasivos	•
Isento de fosfatos	•

ProCare Med 10 PRE - 1 l [Typ 1]
Produto de limpeza manual, neutro, 1 l
para pré-tratamento manual, ecológico.



Código EAN: 7612594269560 / Número de material: 11847510 /
Número de material antigo: 6980M0101V3

Boa capacidade de limpeza	•
Proteção do material	•
Para a prevenção e redução da secagem de superfícies sujas	•
Evita a corrosão	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	217
Medida exterior, altura líquida em mm	217
Medida exterior, largura líquida em mm	85
Medida exterior, largura líquida em mm	85
Medida exterior, profundidade líquida em mm	85
Medida exterior, profundidade líquida em mm	85
Medida exterior, altura bruta em mm	250,00
Medida exterior, altura bruta em mm	250
Medida exterior, largura bruta em mm	85
Medida exterior, largura bruta em mm	84,50
Medida exterior, profundidade bruta em mm	84,50
Medida exterior, profundidade bruta em mm	85
Peso bruto em kg	1,14
Peso bruto em kg	1
Quantidade de enchimento em ml	1000
Conformidades, certificação	
CE	•
Conformidade GHS/CLP	•