

ProCare Med 10 PRE - 5 l

Produto de limpeza manual, neutro, 5 l  
para pré-tratamento manual, ecológico.



- Instrumentos limpos e seguros com desempenho de limpeza ideal
- Elevada proteção do material
- Componentes tensoativos ligeiramente biodegradáveis
- Sem fosfatos
- Embalagem reciclável incluindo tampa e rótulo

Código EAN: 7612594269270 / Número de material: 11847520 /  
Número de material antigo: 6980M0111V3

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
<b>Possibilidades de utilização</b>	
Remoção de resíduos orgânicos	•
Imersão de instrumentos e utensílios antes do reprocessamento mecânico	•
<b>Recomendação de dosagem</b>	
Recomendação de dosagem por ciclo de lavagem	0,2-1,0%
Recomendação de dosagem (por ciclo de lavagem)	0,2-1,0%
Abertura grande para lança de sucção	•
Valor de pH a 20 °C	6,9
<b>Áreas de aplicação principais</b>	
Medicina geral	•
Cirurgia	•
Dermatologia	•
Ginecologia	•
Otorrinolaringologia	•
Urologia	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Tipo de meio	Detergente neutro
Forma do agregado	Concentrado líquido
Ingredientes	Agente complexante (sem fosfato), Inibidores de corrosão, Ácidos orgânicos, Tensoativos, Tensoativos não iónicos
Temperatura de armazenamento mínima em °C	5
Temperatura de armazenamento máxima em °C	25
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Tipo de produto	Detergente neutro
Forma do agregado	Concentrado líquido
Composição	Agente complexante (sem fosfato), Inibidores de corrosão, Ácidos orgânicos, Tensoativos, Tensoativos não iónicos
Temperatura de armazenamento mínima em °C	5
Temperatura de armazenamento máxima em °C	25
Adequado para inox	•
Adequado para alumínio	•
Adequado para alumínio não anodizado	•
Adequado para cerâmica	•
Evita a corrosão	•
Boa capacidade de limpeza	•
Proteção do material	•
Isento de fosfatos	•
Adequado para instrumentos padrão	•

ProCare Med 10 PRE - 5 l  
Produto de limpeza manual, neutro, 5 l  
para pré-tratamento manual, ecológico.



Código EAN: 7612594269270 / Número de material: 11847520 /  
Número de material antigo: 6980M0111V3

Adequado para reprocessamento manual de instrumentos e utensílios •

Adequado para dispositivos médicos reutilizáveis termoe estáveis, invasivos e não invasivos •

Adequado para instrumentos cirúrgicos •

Adequado para aparelhos de anestesia •

Para a prevenção e redução da secagem de superfícies sujas •

#### Dimensões e peso

Medida exterior, profundidade bruta em mm 193,00

#### Dimensões e peso

Medida exterior, altura líquida em mm 193

Medida exterior, largura líquida em mm 148

Medida exterior, profundidade líquida em mm 256

Medida exterior, altura bruta em mm 256

Medida exterior, largura bruta em mm 148

Medida exterior, profundidade bruta em mm 193

Peso bruto em kg 5

Quantidade de enchimento em ml 5000

#### Conformidades, certificação

CE •

Conformidade GHS/CLP •