

ProCare Med 13 PRE - 500 ml

Espuma de pré-tratamento, ligeiramente alcalina, 500 ml
para pré-tratamento manual, enzimático.



- O pré-tratamento reduz a aderência de impurezas
- Melhor capacidade de enxaguagem pela prevenção da desidratação
- Melhor reprocessamento mecânico de instrumentos cirúrgicos
- Elevada proteção do material
- Embalagem reciclável incluindo tampa e rótulo

Código EAN: 7612594269300 / Número de material: 11847580 /
Número de material antigo: 6980M0271V3

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Possibilidades de utilização	
Remoção de sangue	Muito bom
Remoção de resíduos orgânicos	Muito bom
Remoção de resíduos de culturas de tecidos e de células	Muito bom
Remoção de muco de instrumentos médicos	Sehr gut
Reduz a aderência de contaminantes às superfícies	Sehr gut
Recomendação de dosagem	
Valor de pH da solução de aplicação	8,0-9,0
Áreas de aplicação principais	
Medicina geral	•
Cirurgia	•
Dermatologia	•
Ginecologia	•
Otorrinolaringologia	•
Urologia	•
Caraterísticas do produto	
Tipo de produto	Espuma de pré-tratamento
Composição	Enzimas, Agente de conservação, Metilisotiazolinona, Tensioactivos, Tensioactivos não iónicos
Temperatura de armazenamento mínima em °C	5
Temperatura de armazenamento máxima em °C	25
Adequado para inox	•
Adequado para alumínio	•
Adequado para alumínio não anodizado	•
Evita a corrosão	•
Proteção do material	•
Isento de fosfatos	•
Muito boa capacidade de enxag.	•
Adequado para instrumentos padrão	•
Adequado para metais não ferrosos	•
Adequado para alumínio anodizado	•
Adequado para reprocessamento manual de instrumentos e utensílios	•
Adequado para dispositivos médicos reutilizáveis termoestáveis, invasivos e não invasivos	•
Adequado para instrumentos cirúrgicos	•
Adequado para transporte desde o local de utilização até à área de reprocessamento	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	187
Medida exterior, largura líquida em mm	67
Medida exterior, profundidade líquida em mm	67
Medida exterior, altura bruta em mm	187
Medida exterior, largura bruta em mm	67
Medida exterior, profundidade bruta em mm	67

ProCare Med 13 PRE - 500 ml

Espuma de pré-tratamento, ligeiramente alcalina, 500 ml
para pré-tratamento manual, enzimático.

Código EAN: 7612594269300 / Número de material: 11847580 /
Número de material antigo: 6980M0271V3

Peso bruto em kg	1
Quantidade de enchimento em ml	500

Conformidade, cert./marc.

CE

•

