

ProCare Med 13 PRE - 500 ml

Espuma de pré-tratamento, ligeiramente alcalina, 500 ml para pré-tratamento manual, enzimático.



- O pré-tratamento reduz a aderência de impurezas
- Melhor capacidade de enxaguagem pela prevenção da desidratação
- Melhor reprocessamento mecânico de instrumentos cirúrgicos
- Elevada proteção do material
- Embalagem reciclável incluindo tampa e rótulo

Código EAN: 7612594269300 / Número de material: 11847580 /  
Número de material antigo: 6980M0271V3

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina dentária	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
<b>Possibilidades de utilização</b>	
Remoção de sangue	•
Remoção de resíduos orgânicos	•
Remoção de resíduos de culturas de tecidos e de células	•
<b>Dosagem</b>	
Dosagem manual	•
<b>Áreas de aplicação principais</b>	
Laboratórios médicos	•
Consultórios dentários	•
Medicina geral	•
Cirurgia	•
Dermatologia	•
Ginecologia	•
Otorrinolaringologia	•
Oftalmologia	•
Urologia	•
Consultórios médicos e clínicas	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Tipo de produto	Espuma de pré-tratamento
Tipo de meio	Espuma de pré-tratamento
Forma do agregado	Espuma
Composição	Enzimas, Agente de conservação, Metilisotiazolinona, Tensioativos, Tensioativos não iónicos
Temperatura de armazenamento mínima em °C	5
Valor de pH a 20 °C	8,4
Temperatura de armazenamento máxima em °C	25
Adequado para inox	•
Adequado para alumínio	•
Adequado para metais não ferrosos	•
Adequado para instrumentos cirúrgicos	•
Adequado para transporte desde o local de utilização até à área de reprocessamento	•
Adequado para reprocessamento manual de instrumentos e utensílios	•
Adequado para instrumentos padrão	•
Adequado para dispositivos médicos reutilizáveis termoestáveis, invasivos e não invasivos	•
Isento de fosfatos	•
Proteção do material	•
Muito boa capacidade de enxag.	•

ProCare Med 13 PRE - 500 ml

Espuma de pré-tratamento, ligeiramente alcalina, 500 ml  
para pré-tratamento manual, enzimático.



Código EAN: 7612594269300 / Número de material: 11847580 /  
Número de material antigo: 6980M0271V3

Evita a corrosão

•

#### Dimensões e peso

Medida exterior, altura líquida em mm	187
Medida exterior, altura líquida em mm	187
Medida exterior, largura líquida em mm	67
Medida exterior, largura líquida em mm	67
Medida exterior, profundidade líquida em mm	67
Medida exterior, profundidade líquida em mm	67
Medida exterior, altura bruta em mm	187,00
Medida exterior, altura bruta em mm	187
Medida exterior, largura bruta em mm	67
Medida exterior, largura bruta em mm	66,50
Medida exterior, profundidade bruta em mm	66,50
Medida exterior, profundidade bruta em mm	67
Peso bruto em kg	0,53
Peso bruto em kg	1
Quantidade de enchimento em ml	500

#### Conformidades, certificação

CE

•

Conformidade GHS/CLP

•