

ProCare Med 10 A - 5 l

Produto de limpeza geral, alcalino, 5 l

para reprocessamento mecânico de instrumentos e utensílios.



- Utilização universal com um excelente desempenho de limpeza
- Adequado para a remoção de resíduos in/orgânicos
- Especialmente para sangue, resíduos de tecidos e proteínas
- Embalagem reciclável incluindo tampa e rótulo

Código EAN: 7612594269331 / Número de material: 11847690 /  
Número de material antigo: 6980M0311V3

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Possibilidades de utilização	
Remoção de sangue	Muito bom
Remoção de proteínas	Muito bom
Remoção de resíduos orgânicos	Muito bom
Remoção de impurezas inorgânicas e orgânicas	Muito bom
Remoção de resíduos de culturas de tecidos e de células	Muito bom
Recomendação de dosagem	
Valor de pH da solução de aplicação	11,2-11,5
Áreas de aplicação principais	
Medicina geral	•
Cirurgia	•
Dermatologia	•
Ginecologia	•
Otorrinolaringologia	•
Oftalmologia	•
Urologia	•
Caraterísticas do produto	
Tipo de produto	Detergente alcalino
Forma do agregado	Concentrado líquido
Composição	Álcali, Agente complexante (s/fosfato), Inibidores de corrosão, Fosfato, Silicato
Temperatura de armazenamento mínima em °C	5
Temperatura de armazenamento máxima em °C	25
Adequado para inox	•
Adequado para cerâmica	•
Inadequado para alumínio não anodizado	•
Inadequado para metais não ferrosos	•
Boa capacidade de limpeza	•
Proteção do material	•
Sem tensoativos	•
Aplicação versátil	•
Adequado para instrumentos padrão	•
Inadequado para alumínio não anodizado	•
Adequado para reprocessamento mecânico de instrumentos e utensílios	•
Adequado para dispositivos médicos reutilizáveis termo-estáveis, invasivos e não invasivos	•
Adequado para instrumentos cirúrgicos	•
Adequado para instrumentos microcirúrgicos	•
Adequado para instrumentos CMI	•
Adequado para aparelhos de anestesia	•
Adequado para aparelhos de ventilação	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	214
Medida exterior, largura líquida em mm	143
Medida exterior, profundidade líquida em mm	246

ProCare Med 10 A - 5 l

Produto de limpeza geral, alcalino, 5 l  
para reprocessamento mecânico de instrumentos e utensílios.



Código EAN: 7612594269331 / Número de material: 11847690 /  
Número de material antigo: 6980M0311V3

Medida exterior, altura bruta em mm	214
Medida exterior, largura bruta em mm	143
Medida exterior, profundidade bruta em mm	246
Peso bruto em kg	8
Quantidade de enchimento em ml	5000
<b>Conformidade, cert./marc.</b>	
CE	•