

## ProCare Med 10 MA - 1 l [Typ 2]

Produto de limpeza geral, ligeiramente alcalino, 1 l

c/ gargalo largo, p/ reprocessamento de instrumentos standard e de transmissão.



- Produto de limpeza potente e, ao mesmo tempo, suave
- Adequado para todos os tipos de instrumentos
- Componentes especiais, selecionados e de alta qualidade
- Baixa formação de espuma e isento de fragrâncias e corantes
- Embalagem reciclável incluindo tampa e rótulo

Código EAN: 7612594269362 / Número de material: 11847760 /  
Número de material antigo: 6980M0481V3

<b>Gama de produtos</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
<b>Possibilidades de utilização</b>	
Remoção de sangue	Muito bom
Remoção de resíduos orgânicos	Muito bom
Remoção de resíduos de culturas de tecidos e de células	Muito bom
Remoção de muco de instrumentos médicos	Sehr gut
Reduz a aderência de contaminantes às superfícies	Sehr gut
<b>Recomendação de dosagem</b>	
Abertura grande para lança de sucção	•
Valor de pH da solução de aplicação	10,0
<b>Áreas de aplicação principais</b>	
Medicina geral	•
Cirurgia	•
Dermatologia	•
Ginecologia	•
Otorrinolaringologia	•
Oftalmologia	•
Urologia	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Tipo de produto	Lig. alcalino Detergente
Forma do agregado	Concentrado líquido
Composição	Enzimas, Agente complexante (s/ fosfato), Agente de conservação, Fosfato, Tensioactivos, Tensioactivos não iónicos
Temperatura de armazenamento mínima em °C	5
Temperatura de armazenamento máxima em °C	25
Adequado para inox	•
Adequado para alumínio	•
Adequado para alumínio não anodizado	•
Adequado para cerâmica	•
Boa capacidade de limpeza	•
Proteção do material	•
Aplicação versátil	•
Elevada proteção do material	•
Muito boa compatibilidade de material	•
Adequado para materiais delicados	•
Adequado para instrumentos padrão	•
Adequado para metais não ferrosos	•
Adequado para alumínio anodizado	•
Adequado para reprocessamento mecânico de instrumentos e utensílios	•
Adequado para dispositivos médicos reutilizáveis termoestáveis, invasivos e não invasivos	•
Adequado para instrumentos cirúrgicos	•
Adequado para instrumentos microcirúrgicos	•
Adequado para instrumentos CMI	•

ProCare Med 10 MA - 1 l [Typ 2]

Produto de limpeza geral, ligeiramente alcalino, 1 l

c/ gargalo largo, p/ reprocessamento de instrumentos standard e de transmissão.



Código EAN: 7612594269362 / Número de material: 11847760 /  
Número de material antigo: 6980M0481V3

Adequado para aparelhos de anestesia •

Adequado para aparelhos de ventilação •

Adequado para utensílios de enfermaria •

Adequado para mangas de esterilização em alumínio •

**Dimensões e peso**

Medida exterior, altura líquida em mm 244

Medida exterior, largura líquida em mm 83

Medida exterior, profundidade líquida em mm 83

Medida exterior, altura bruta em mm 244

Medida exterior, largura bruta em mm 83

Medida exterior, profundidade bruta em mm 83

Peso bruto em kg 1

Quantidade de enchimento em ml 1000

**Conformidade, cert./marc.**

CE •