

## ProCare Med 10 MA - 5 l

Produto de limpeza geral, ligeiramente alcalino, 5 l para reprocessamento mecânico de instrumentos e utensílios.



- Produto de limpeza potente e, ao mesmo tempo, suave
- Adequado para todos os tipos de instrumentos
- Componentes especiais, selecionados e de alta qualidade
- Baixa formação de espuma e isento de fragrâncias e corantes
- Embalagem reciclável incluindo tampa e rótulo

Código EAN: 7612594269393 / Número de material: 11847770 /  
Número de material antigo: 6980M0411V3

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
<b>Possibilidades de utilização</b>	
Remoção de sangue	•
Remoção de resíduos orgânicos	•
Remoção de resíduos de culturas de tecidos e de células	•
Evita a aderência de sujidade às superfícies	•
<b>Dosagem</b>	
Recomendação de dosagem (por ciclo de lavagem)	1–6 ml/l
Recomendação de dosagem por ciclo de lavagem	1–6 ml/l
Abertura grande para lança de sucção	•
Dosagem automática	•
<b>Áreas de aplicação principais</b>	
Medicina geral	•
Cirurgia	•
Dermatologia	•
Ginecologia	•
Otorrinolaringologia	•
Oftalmologia	•
Urologia	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Tipo de produto	Lig. alcalino Detergente
Tipo de meio	Lig. alcalino Detergente
Forma do agregado	Concentrado líquido
Composição	Enzimas, Agente complexante (sem fosfato), Agente de conservação, Fosfato, Tensioativos, Tensioativos não iónicos
Ingredientes	Enzimas, Agente complexante (sem fosfato), Agente de conservação, Fosfato, Tensioativos, Tensioativos não iónicos
Temperatura de armazenamento mínima em °C	5
Valor de pH a 20 °C	9,1
Temperatura de armazenamento máxima em °C	25
Temperatura de armazenamento mínima em °C	5
Temperatura de armazenamento máxima em °C	25
Adequado para inox	•
Adequado para alumínio	•
Adequado para cerâmica	•
Adequado para aparelhos de anestesia	•
Adequado para aparelhos de ventilação	•
Adequado para metais não ferrosos	•
Adequado para instrumentos cirúrgicos	•
Adequado para reprocessamento mecânico de instrumentos e utensílios	•

ProCare Med 10 MA - 5 l

Produto de limpeza geral, ligeiramente alcalino, 5 l  
para reprocessamento mecânico de instrumentos e utensílios.



Código EAN: 7612594269393 / Número de material: 11847770 /  
Número de material antigo: 6980M0411V3

Adequado para materiais delicados	•
Adequado para instrumentos microcirúrgicos	•
Adequado para instrumentos CMI	•
Adequado para instrumentos padrão	•
Adequado para utensílios de enfermaria	•
Adequado para mangas de esterilização em alumínio	•
Adequado para dispositivos médicos reutilizáveis termo-estáveis, invasivos e não invasivos	•
Boa capacidade de limpeza	•
Elevada proteção do material	•
Proteção do material	•
Muito boa compatibilidade de material	•
Aplicação versátil	•
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	214
Medida exterior, altura líquida em mm	214
Medida exterior, largura líquida em mm	143
Medida exterior, largura líquida em mm	143
Medida exterior, profundidade líquida em mm	246
Medida exterior, profundidade líquida em mm	246
Medida exterior, altura bruta em mm	214,00
Medida exterior, altura bruta em mm	214
Medida exterior, largura bruta em mm	143
Medida exterior, largura bruta em mm	143,00
Medida exterior, profundidade bruta em mm	246,00
Medida exterior, profundidade bruta em mm	246
Peso bruto em kg	5,97
Peso bruto em kg	6
Quantidade de enchimento em ml	5000
<b>Conformidades, certificação</b>	
CE	•
Conformidade GHS/CLP	•