

ProCare Med 30 C - 1 l [Typ 1]
 Produto neutralizador, ácido, 1 l
 para neutralização ideal à base de ácidos orgânicos.



- Para remover resíduos alcalinos
- Elevada proteção do material, isento de tensoativos
- Combinação ideal com o produto de limpeza ProCare Med 10 MA
- Dosagem mais fácil devido à ajuda precisa de esvaziamento
- Embalagem reciclável incluindo tampa e rótulo

Código EAN: 7612594269591 / Número de material: 11847850 /
 Número de material antigo: 6980M0501V3

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Possibilidades de utilização	
Remove suavemente resíduos alcalinos de instrumentos e utensílios a serem reprocessados	•
Dosagem	
Recomendação de dosagem (por ciclo de lavagem)	1-3 ml/l (0,1-0,3 %)
Pequena abertura como bocal	•
Dosagem manual	•
Áreas de aplicação principais	
Medicina geral	•
Cirurgia	•
Dermatologia	•
Ginecologia	•
Otorrinolaringologia	•
Oftalmologia	•
Urologia	•
Caraterísticas do produto	
Tipo de produto	Produto neutralizador ácido
Forma do agregado	Concentrado líquido
Composição	Ácidos orgânicos
Valor de pH a 20 °C	2,7
Adequado para inox	•
Adequado para alumínio	•
Adequado para cerâmica	•
Adequado para aparelhos de anestesia	•
Adequado para aparelhos de ventilação	•
Adequado para instrumentos cirúrgicos	•
Adequado para reprocessamento mecânico de instrumentos e utensílios	•
Adequado para instrumentos microcirúrgicos	•
Adequado para instrumentos padrão	•
Adequado para utensílios de enfermaria	•
Adequado para mangas de esterilização em alumínio	•
Adequado para dispositivos médicos reutilizáveis termo-estáveis, invasivos e não invasivos	•
Adequado para neutralização de alumínio não anodizado	•
Sem tensoativos	•
Evita depósitos de calcário e protege o material a lavar	•
Prevenção de depósitos de calcário na cuba	•
Neutralização de resíduos alcalinos resistentes	•
Indicações de armazenamento	
Temperatura de armazenamento mínima em °C	5
Temperatura de armazenamento máxima em °C	25
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	217
Medida exterior, largura líquida em mm	85

ProCare Med 30 C - 1 l [Typ 1]

Produto neutralizador, ácido, 1 l

para neutralização ideal à base de ácidos orgânicos.



Código EAN: 7612594269591 / Número de material: 11847850 /

Número de material antigo: 6980M0501V3

Medida exterior, profundidade líquida em mm	85
Medida exterior, altura bruta em mm	244
Medida exterior, largura bruta em mm	85
Medida exterior, profundidade bruta em mm	85
Peso bruto em kg	1
Quantidade de enchimento em ml	1000
Conformidades, certificação	
CE	•
Conformidade GHS/CLP	•