

ProCare Med 30 C - 5 l

Produto neutralizador, ácido, 5 l

para neutralização ideal à base de ácidos orgânicos.



- Neutralizador suave para a remoção de resíduos alcalinos
- Elevada proteção do material, isento de tensoativos
- Combinação ideal com o produto de limpeza ProCare Med 10 MA
- Embalagem reciclável incluindo tampa e rótulo

Código EAN: 7612594269461 / Número de material: 11847880 /

Número de material antigo: 6980M0511V3

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Possibilidades de utilização	
Remove suavemente resíduos alcalinos de instrumentos e utensílios a serem reprocessados	•
Recomendação de dosagem	
Recomendação de dosagem por ciclo de lavagem	1-3 ml/l (0,1-0,3 %)
Recomendação de dosagem (por ciclo de lavagem)	1-3 ml/l (0,1-0,3 %)
Abertura grande para lança de sucção	•
Valor de pH a 20 °C	2,7
Áreas de aplicação principais	
Medicina geral	•
Cirurgia	•
Dermatologia	•
Ginecologia	•
Otorrinolaringologia	•
Oftalmologia	•
Urologia	•
Caraterísticas do produto	
Tipo de meio	Produto neutralizador ácido
Forma do agregado	Concentrado líquido
Ingredientes	Ácidos orgânicos
Temperatura de armazenamento mínima em °C	5
Temperatura de armazenamento máxima em °C	25
Caraterísticas do produto	
Tipo de produto	Produto neutralizador ácido
Forma do agregado	Concentrado líquido
Composição	Ácidos orgânicos
Temperatura de armazenamento mínima em °C	5
Temperatura de armazenamento máxima em °C	25
Adequado para inox	•
Adequado para alumínio	•
Adequado para alumínio não anodizado	•
Adequado para cerâmica	•
Evita depósitos de calcário e protege o material a lavar	•
Sem tensoativos	•
Neutralização de resíduos alcalinos resistentes	•
Prevenção de depósitos de calcário na cuba	•
Adequado para instrumentos padrão	•
Adequado para alumínio anodizado	•
Adequado para neutralização de alumínio não anodizado	•
Adequado para reprocessamento mecânico de instrumentos e utensílios	•
Adequado para dispositivos médicos reutilizáveis termo-estáveis, invasivos e não invasivos	•
Adequado para instrumentos cirúrgicos	•
Adequado para instrumentos microcirúrgicos	•

ProCare Med 30 C - 5 l
Produto neutralizador, ácido, 5 l
para neutralização ideal à base de ácidos orgânicos.



Código EAN: 7612594269461 / Número de material: 11847880 /
Número de material antigo: 6980M0511V3

Adequado para aparelhos de anestesia	•
Adequado para aparelhos de ventilação	•
Adequado para utensílios de enfermaria	•
Adequado para mangas de esterilização em alumínio	•

Dimensões e peso

Medida exterior, profundidade bruta em mm	246,00
---	--------

Dimensões e peso

Medida exterior, altura líquida em mm	214
Medida exterior, largura líquida em mm	143
Medida exterior, profundidade líquida em mm	246
Medida exterior, altura bruta em mm	214
Medida exterior, largura bruta em mm	143
Medida exterior, profundidade bruta em mm	246
Peso bruto em kg	6
Quantidade de enchimento em ml	5000

Conformidades, certificação

CE	•
Conformidade GHS/CLP	•