

ProCare Med 40 - 1 l [Typ 1]

Secante, neutro, 1 l

com ajuda de escoamento, para enxaguar instrumentos e utensílios, biocompatível.



- Tempos de secagem mais curtos com menor formação de manchas
- Lavagem precisa e higiénica por redução da tensão superficial
- Dosagem mais fácil devido à ajuda precisa de esvaziamento
- Embalagem reciclável incluindo tampa e rótulo

Código EAN: 7612594269652 / Número de material: 11848310 /
Número de material antigo: 6980M0701V3

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Recomendação de dosagem	
Valor de pH da solução de aplicação	7,9
Pequena abertura como bocal	•
Áreas de aplicação principais	
Medicina geral	•
Cirurgia	•
Dermatologia	•
Ginecologia	•
Otorrinolaringologia	•
Caraterísticas do produto	
Tipo de produto	Secante
Forma do agregado	Concentrado líquido
Composição	Agente de conservação, Ácido orgânico, Tensioactivos, Tensioactivos não iónicos
Temperatura de armazenamento mínima em °C	5
Temperatura de armazenamento máxima em °C	25
Adequado para inox	•
Adequado para alumínio	•
Adequado para alumínio não anodizado	•
Adequado para cerâmica	•
Melhora e encurta a secagem	•
Muito boa capacidade de enxag.	•
Adequado para instrumentos padrão	•
Adequado para alumínio anodizado	•
Adequado para reprocessamento mecânico de instrumentos e utensílios	•
Adequado para dispositivos médicos reutilizáveis termo-estáveis, invasivos e não invasivos	•
Adequado para instrumentos cirúrgicos	•
Adequado para instrumentos microcirúrgicos	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	217
Medida exterior, largura líquida em mm	85
Medida exterior, profundidade líquida em mm	85
Medida exterior, altura bruta em mm	250
Medida exterior, largura bruta em mm	85
Medida exterior, profundidade bruta em mm	85
Peso bruto em kg	1
Quantidade de enchimento em ml	1000
Conformidade, cert./marc.	
CE	•