

ProCare Med 64 LUB - 200 ml

Produto de tratamento de instrumentos, 200 ml
para pulverizar, para o tratamento manual de dispositivos médicos.



- Lubrifica juntas, dobradiças e superfícies deslizantes
- Alta proteção do material para evitar o desgaste dos instrumentos
- Para proteção contra corrosão por atrito, ferrugem e manchas
- Feito de óleo branco médico de alta qualidade, sem alergéneos
- Óleo permeável ao vapor, adequado para esterilização
- Embalagem reciclável

Código EAN: 7612594269676 / Número de material: 11848940 /
Número de material antigo: 6980M0961V3

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Possibilidades de utilização	
Conservação manual	Sehr gut
Áreas de aplicação principais	
Medicina geral	•
Cirurgia	•
Dermatologia	•
Ginecologia	•
Otorrinolaringologia	•
Oftalmologia	•
Urologia	•
Caraterísticas do produto	
Tipo de produto	Produtos de tratamento
Composição	Óleo parafínico
Temperatura de armazenamento mínima em °C	5
Temperatura de armazenamento máxima em °C	25
Adequado para reprocessamento manual de instrumentos e utensílios	•
Adequado para dispositivos médicos reutilizáveis termo-estáveis, invasivos e não invasivos	•
Adequado para instrumentos cirúrgicos	•
Adequado para todos os metais utilizados em dispositivos médicos	•
Não adequado para polímeros	•
Adequado para instrumentos cirúrgicos com peças móveis	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	174
Medida exterior, largura líquida em mm	50
Medida exterior, profundidade líquida em mm	50
Medida exterior, altura bruta em mm	174
Medida exterior, largura bruta em mm	50
Medida exterior, profundidade bruta em mm	50
Peso bruto em kg	0
Quantidade de enchimento em ml	200
Conformidades, certificação	
CE	•