

ProCare Med 64 LUB - 200 ml

Produto de tratamento de instrumentos, 200 ml

para pulverizar, para o tratamento manual de dispositivos médicos.



- Lubrifica juntas, dobradiças e superfícies deslizantes
- Alta proteção do material para evitar o desgaste dos instrumentos
- Para instrumentos padrão, não para instrumentos de transferência
- Feito de óleo branco médico de alta qualidade, sem alergênicos
- Óleo permeável ao vapor, adequado para esterilização
- Embalagem reciclável

Código EAN: 7612594269676 / Número de material: 11848940 /

Número de material antigo: 6980M0961V3

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
<b>Recomendação de dosagem</b>	
Valor de pH a 20 °C	10
<b>Áreas de aplicação principais</b>	
Laboratórios médicos	•
Consultórios dentários	•
Medicina geral	•
Cirurgia	•
Dermatologia	•
Ginecologia	•
Otorrinolaringologia	•
Oftalmologia	•
Urologia	•
Consultórios médicos e clínicas	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Tipo de meio	Produtos de tratamento
Forma do agregado	Spray
Ingredientes	Óleo parafínico
Temperatura de armazenamento mínima em °C	5
Temperatura de armazenamento máxima em °C	25
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Tipo de produto	Produtos de tratamento
Forma do agregado	Spray
Composição	Óleo parafínico
Temperatura de armazenamento mínima em °C	5
Temperatura de armazenamento máxima em °C	25
Adequado para reprocessamento manual de instrumentos e utensílios	•
Adequado para dispositivos médicos reutilizáveis termo-estáveis, invasivos e não invasivos	•
Adequado para instrumentos cirúrgicos	•
Adequado para todos os metais utilizados em dispositivos médicos	•
Não adequado para polímeros	•
Adequado para instrumentos cirúrgicos com peças móveis	•
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, profundidade bruta em mm	50,00
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	174
Medida exterior, largura líquida em mm	50
Medida exterior, profundidade líquida em mm	50
Medida exterior, altura bruta em mm	174
Medida exterior, largura bruta em mm	50
Medida exterior, profundidade bruta em mm	50
Peso bruto em kg	0

ProCare Med 64 LUB - 200 ml

Produto de tratamento de instrumentos, 200 ml  
para pulverizar, para o tratamento manual de dispositivos médicos.

Código EAN: 7612594269676 / Número de material: 11848940 /  
Número de material antigo: 6980M0961V3

Quantidade de enchimento em ml 200

**Conformidades, certificação**

CE

•

Conformidade GHS/CLP

•

