

CK/1 DIN 51

Chave para tampa de recipiente

para abertura fácil de recipientes ProCare de 5, 10 e 20 l.



- Chave para tampa de recipiente resistente e durável
- Abertura e fecho fácil do recipiente de produtos sem esforço
- Utilizável em ambos os lados

Código EAN: 4002516480839 / Número de material: 11851600 /
Número de material antigo: 66990002EU1

Categorias de produto associadas	
ProCare	•
Possibilidades de utilização	
Abertura e fecho fáceis dos recipientes de produtos ProCare	•
Caraterísticas do produto	
Muito estável e durável	•
Utilizável em ambos os lados	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, profundidade bruta em mm	250,00
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	27
Medida exterior, largura líquida em mm	223
Medida exterior, profundidade líquida em mm	85
Medida exterior, altura bruta em mm	55
Medida exterior, largura bruta em mm	180
Medida exterior, profundidade bruta em mm	250
Peso bruto em kg	0