

APLW 215

Módulo injetor

para colocação perfeita de frascos de plástico de grande volume até 50 l.



- Aplicável no nível 1
- Equipado com um injetor de lavagem especial
- Equipado com uma moldura de suporte
- Ø máx. do frasco: 380 mm
- Altura do frasco: de 560 mm a 620 mm
- Ø do gargalo: mín. 30 mm no interior, máx. 80 mm no exterior

Código EAN: 4002516525981 / Número de material: 11853940 /

Número de material antigo: 69621500D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PLW 7111	•
<b>Categoria do produto</b>	
Outros complementos/Outro módulo	•
Módulo para vidraria de laboratório de grande volume	•
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável
<b>Capacidade</b>	
Vidraria de laboratório de grande volume [número]	1
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	565
Medida exterior, largura líquida em mm	469
Medida exterior, profundidade líquida em mm	526
Medida exterior, altura bruta em mm	590
Medida exterior, largura bruta em mm	520
Medida exterior, profundidade bruta em mm	530
Peso líquido em kg	3,84
Peso bruto em kg	5,14