


APLW 215

Módulo de injetores

para encaixe perfeito de vidraria de laboratório de grande volume até 50 l.



- Aplicável no nível 1
- Equipado com um injetor de lavagem especial
- Equipado com uma moldura de suporte

Código EAN: 4002516525981 / Número de material: 11853940 /

Número de material antigo: 69621500D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Categoria do produto	
Outros complementos/Outro módulo	•
Módulo para vidraria de laboratório de grande volume	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Capacidade	
Vidraria de laboratório de grande volume [número]	1
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	565
Medida exterior, largura líquida em mm	469
Medida exterior, profundidade líquida em mm	526
Medida exterior, altura bruta em mm	590
Medida exterior, largura bruta em mm	520
Medida exterior, profundidade bruta em mm	530
Peso líquido em kg	3,84
Peso bruto em kg	5,14