


APLW 107

Cesto

ajustável em altura, para encaixe perfeito de complementos.



- Aplicável nos níveis 2 a 4
- Lado frontal aberto
- Para encaixe perfeito de complementos
- Com braço de lavagem integrado
- Medidas de carga dependentes da posição dos cestos utilizados

Código EAN: 4002516525998 / Número de material: 11854290 /
Número de material antigo: 69610700D

Categorias de produto associadas

Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório

•

Categoria do produto

Suportes de cestos

•

Caraterísticas do produto

Material

Aço inoxidável, Plástico

Cor

Aço inoxidável, Preto

Regulável em altura

•

Âmbito de aplicação

Reprocessamento de vidraria de laboratório

•

Dimensões e peso

Medida exterior, altura líquida em mm

151

Medida exterior, largura líquida em mm

559

Medida exterior, profundidade líquida em mm

594

Medida exterior, altura bruta em mm

180

Medida exterior, largura bruta em mm

575

Medida exterior, profundidade bruta em mm

650

Peso líquido em kg

3,39

Peso bruto em kg

5,01