


APLW 152

Cesto

para encaixe de diversos complementos.



- Aplicável no nível 1
- Altura de montagem dependente dos outros cestos utilizados
- Dimensões de carga: largura 507 mm, profundidade 545 mm

Código EAN: 4002516526001 / Número de material: 11854310 /
Número de material antigo: 69615200D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar com cuba grande, bombeiros e serviços de salvamento	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 7111	•
PLW 7111 [Safety]	•
Categoria do produto	
Suportes de cestos	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	180
Medida exterior, largura líquida em mm	559
Medida exterior, profundidade líquida em mm	568
Medida exterior, altura bruta em mm	180
Medida exterior, largura bruta em mm	570
Medida exterior, profundidade bruta em mm	625
Peso líquido em kg	2,33
Peso bruto em kg	3,41