


APLW 106

Cesto

para encaixe perfeito de módulos injetores ou complementos.



- Aplicável nos níveis 1 a 4
- Cesto com dois acoplamentos para módulos
- Para encaixe de até 2 módulos de injetores ou complementos
- Fecho automático do acoplamento em caso de não utilização
- Medidas de carga dependentes da posição dos cestos utilizados

Código EAN: 4002516524717 / Número de material: 11854610 /
Número de material antigo: 69610600D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 7111	•
Categoria do produto	
Cesto com acoplamento do módulo	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Componente do sistema EasyLoad	•
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	151
Medida exterior, largura líquida em mm	559
Medida exterior, profundidade líquida em mm	621
Medida exterior, altura bruta em mm	175
Medida exterior, largura bruta em mm	570
Medida exterior, profundidade bruta em mm	630
Peso líquido em kg	3,05
Peso bruto em kg	3,75