

APST 011

Conjunto de ligação

para ligar os esterilizadores Cube/X aos cartuchos VE P 2000 e VE P 2800.



- Adequado para todos os esterilizadores de bancada Cube e Cube X
- Para ligação com VE P 2800 e VE P 2000

Código EAN: 4002516552017 / Número de material: 11878350 /  
Número de material antigo: 689000010D

Gama de produtos	
Esterilizadores de bancada	•
Equipamentos compatíveis	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Categoria do produto	
Reprocessamento da água	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Borracha, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Cinzento, Preto, Transparente
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	0
Medida exterior, largura líquida em mm	0
Medida exterior, profundidade líquida em mm	0
Medida exterior, altura bruta em mm	290
Medida exterior, largura bruta em mm	102
Medida exterior, profundidade bruta em mm	324
Peso líquido em kg	1,61
Peso bruto em kg	1,80