

APRI 315  
Parafina  
para um tratamento ideal do berço.



- Utilizável com um tecido de lubrificação para calandra
- Conteúdo: 0,400 kg
- É necessário parafinar para uma longa vida útil da calandra
- Elevada qualidade de acabamento graças à parafinação regular

Código EAN: 4002516505068 / Número de material: 11901000 /  
Número de material antigo: 59530315EU

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Calandras	•
<b>Categoria do aparelho/acessórios</b>	
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PM 1318	•
PM 1418	•
PM 1421	•
PRI 318	•
PRI 418	•
PRI 210	•
PRI 214	•
PRI 217	•
D 500-1750	•
PM 1621	•
PM 1625	•
PM 1630	•
PM 1635	•
PM 1825	•
PM 1830	•
PM 1835	•
<b>Categoria do produto</b>	
Tratamento do berço	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Ligação elétrica	OHNE
Material	Cera
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	90
Medida exterior, profundidade líquida em mm	210
Medida exterior, altura bruta em mm	205
Medida exterior, largura bruta em mm	85
Medida exterior, profundidade bruta em mm	85
Peso líquido [kg]	0,50
Peso bruto em kg	0,50